

7.2 ISPIS NALEPNICA

Za polja 996/997 možemo ispisati nalepnice. Sadržaj nalepnica zavisi od unetih podataka i vrednosti indikatora postavke:

- 1,3,5,7 – postavka po tekućim brojevima,
- 2,4,6,8 – postavka po područjima,
- 2,4,6,8 – postavka po područjima i tekućim brojevima.

Postupak

1. U editoru **Polje 996/997** kliknemo dugme **Ispiši nalepnicu**.

Otvora se prozor **Ispis nalepnica za građu**.

Kod "Ispis nalepnica" možemo izabrati:

- *šampač* za trenutni ispis nalepnice,
- pripremljen red za ispis koji šaljemo na šampač kasnije ili
- *bez ispisa*.

Podrazumevana vrednost je *šampač*. Ako je promenimo, pohrani se nova izabrana vrednost.

Kod "Vrsta nalepnice", u bibliotekama, koje ispisuju više različitih oblika nalepnica, možemo izabrati odgovarajući format nalepnice. Oblik nalepnice koji se najčešće ispisuje podešen je kao podrazumevana vrednost. Ako vrednosti promenimo, pohranjuje se novo izabrana vrednost.

Ako nam je potreban ispis više nalepnica, upišemo odgovarajući broj kod "Broj kopija".

2. Kliknemo dugme **U redu**.

Nalepnica se ispisuje na šampaču ili se šalje u red za ispis.

Ako smo izabrali mogućnost ispisa preko reda za ispis, nalepnice se dodaju u izabrani red za ispis. Ispisivanje iz reda za ispis opisano je u priručniku *Osnovna uputstva COBISS3*, v. pogl. 4.6.4.

Mogućnosti ...

Nalepnice možemo ispisati i tako što u klasi **Polje 996/997** potražimo polje 996/997 i izaberemo metodu **Objekt / Ispiši nalepnicu** ili metodu **Objekt / Odšampaj** ili metodu **Objekt / Pošalji**. Slanje ispisa opisano je u priručniku *Osnovna uputstva COBISS3*, v. pogl. 4.5.

Ispis nalepnica je i poslednji korak u metodi **Objekt / Inventariši** kod monografskih publikacija te u metodi **Klasa / Kontrola dotoka** kod serijskih publikacija, kada u poljima 997 beležimo prispele sveske.